



دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشکده کشاورزی

گروه علوم و مهندسی خاک

# آزمایشگاه خاکشناسی عمومی

تهیه و تنظیم

حیدر غفاری

## اندازه گیری واکنش (اسیدیته) خاک

مقدمه

واکنش خاک در اثر فعل و انفعالات شیمیایی که در آن صورت میگیرد، به وجود می آید. تعیین اسیدیته خاک در تشخیص امراض، جذب عناصر غذایی و اختلالات مربوط به رشد گیاه بسیار حائز اهمیت است؛ به عنوان مثال چنانچه برگ های سبز گیاه تغییر رنگ دهند ابتدا باید واکنش خاک بررسی شود. واکنش خاک را میتوان به درجه حرارت بدن انسان تشبیه کرد. به نحوی که اندازه گیری آن اولین قدم در راه تشخیص امراض و یا اختلالات موجود در اعمال حیاتی انسان است. مناسب ترین pH خاکهای زراعی حدود ۵/۶ است در این pH گیاه با عوامل محدودکننده رشد مواجه نمی شود و بیشتر عناصر غذایی در حد مطلوب جذب می شوند.

خاکشناسان اسیدیته خاک را تحت عنوان واکنش خاک می شناسند و آن را اختصاراً با pH نشان میدهند. pH معیاری از غلظت یون هیدروژن در محلول خاک است و رابطه عکس با آن دارد. هر چه Ph بیشتر باشد یعنی غلظت یون هیدروژن کمتر است.

طبق فرمول زیر pH عبارتست از منفی لگاریتم فعالیت  $H^+$

$$pH = -\log[H^+] = \log \frac{1}{[H^+]}$$

مفهوم pH براساس تفکیک یا تجزیه ملکول آب استوار است. ملکول های آب طبق واکنش زیر به مقدار خیلی کم (از هر ۵۵۵ میلیون مولکول فقط یک مولکول) در دمای ۲۳ درجه سانتی گراد تفکیک (یونیزه) می شوند.



ثابت یونیزاسیون آب همیشه مقداری ثابت برابر با  $1 \times 10^{-14}$  است. از طرفی ثابت یونیزاسیون آب برابر است با:

$$K_w = [H_3O^+][OH^-]$$

از آنجایی که در حالت خنثی غلظت هر دو یون هیدروژن و یون هیدروکسید با هم برابرند، پس:

$$[H_3O^+] = 1 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$$

$$[OH^-] = 1 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$$


برای همین است که در حالت خنثی PH برابر ۷ است. و با افزایش غلظت یکی از یونها، به همان اندازه غلظت یون دیگر کاهش می یابد. چون باید جمع آنها برابر ۱۴ باشد. یعنی اگر PH محلولی برابر ۸ بود یعنی منفی لگاریتم غلظت یون هیدروکسید برابر ۶ است.

اگر محیط خنثی باشد در محلول حالت تعادل بین یون های هیدروژن و هیدروکسید (OH) حاصل از تجزیه آب به وجود می آید. در این صورت می گویند محیط خنثی است. وقتی در محلول مقدار یون هیدروژن بیشتر از یون هیدروکسید باشد محیط اسیدی است و برعکس در حالتی که یون هیدروکسید بیشتر از یون هیدروژن باشد محیط قلیایی است. بنابر آنچه ذکر شد pH آب خالص در دمای ۲۳ درجه سانتیگراد برابر ۷ خواهد بود به همین ترتیب pH اسیدها کمتر از ۷ و pH قلیاها یا بازها بیشتر از ۷ می باشد. pH در محدوده ۰ تا ۱۴ تغییر میکند.

در صورتیکه دما تغییر کند pH نیز تغییر می نماید. به طور مثال برای آب خالص در دمای ۱۰۰ سانتیگراد pH آن ۶ و در صفر درجه سانتیگراد PH آن به ۷/۵ افزایش می یابد. علت آنست که با افزایش دما، غلظت یون H زیاد میشود. بنابراین در اندازه گیری pH اثر دما را باید مد نظر داشت.

اندازه گیری PH خاک

pH یک محلول را میتوان به دو طریق تعیین کرد: ۱- از طریق روش های رنگ سنجی که البته روش دقیقی نیست و نمی تواند مقادیر کم تغییر pH را مشخص سازد ۲- با استفاده از دستگاه pH متر که بر اساس اندازه گیری پتانسیل الکتریکی حاصل از یونهای هیدروژن کار می کند (روش الکترومتری).  
رنگ سنجی:



الکترومتری

در این روش از دستگاهی به نام PH متر استفاده میشود.

PH سنج چگونه کار می کند؟

زمانیکه دو فلز باهم تماس پیدا می کنند با توجه به تفاوت تحرک الکترون در آنها اختلاف ولتاژ بوجود می آید. مشابه با این وقتی که یک فلز با یک مایع اسیدی یا نمکی تماس پیدا کند پتانسیل الکتریکی بوجود می آید که منتج به اختراع باتریها شد. به همین ترتیب در تماس دو مایع با یکدیگر نیز پتانسیل الکتریکی ایجاد میشود. اما برای جداسازی دو مایع از یکدیگر نیاز به یک غشا (membrane) می باشد.

یک PH سنج در اصل پتانسیل الکترود شیمی بین یک مایع معلوم در داخل الکتروود شیشه ای و یک مایع مجهول در بیرون را اندازه گیری میکند. بدلیل اینکه حباب شیشه ای نازک حاوی فلزات به خصوصی است

اجازه عبور به یونهای کوچک و سریع الانتقال هیدروژن را از آن میدهد. جابجایی یون ها باعث ایجاد و تغییر پتانسیل الکتریکی می شود که توسط الکتروود شیشه ای اندازه گیری میشود. اما این پتانسیل اندازه گیری شده باید با یک پتانسیل مرجع مقایسه شود تا قابل بیان باشد. بنابراین برای تکمیل مدار الکتریکی به یک الکتروود مرجع نیز نیاز می باشد. همانطور که میدانید اختلاف پتانسیل یک نقطه باید نسبت به اختلاف پتانسیل یک نقطه دیگر که پتانسیل مرجع یا رفرنس نامیده میشود اندازه گیری شود. میزان ولتاژ تولید شده در الکتروود شیشه ای نسبت به ولتاژ الکتروود مرجع سنجیده می شود. اختلاف پتانسیل شیمیایی اندازه گیری شده بر اساس معادله نرنست Nernst به PH تبدیل می شود.

$$\frac{E_{\text{cell}} - E_{\text{ref}}}{0.0592 \text{ V}} = \text{pH}$$


**الکتروود شیشه ای** از اتصال یک حباب شیشه ای نازک به ضخامت ۱،۰ mm و ح ساس به غلظت یون هیدروژن (جنس سیلیکات سدیم) به انتهای یک لوله شیشه ای معمولی با دیواره ضخیم ساخته شده است. درون حباب کوچک توسط محلول ۱،۰ mol/L کلرید پتاسیم با pH = 7 و یا هیدروکلرید اسید ۱،۰ mol/L با pH = 1 به عنوان بافر پر شده است. یک سیم از جنس نقره آغشته به کلرید نقره از دیواره های شیشه ای عبور کرده و وارد محلول شده و توسط یک هادی خارجی به یکی از دو پایانه و سیله اندازه گیری پتانسیل متصل می شود.

**الکتروود مرجع** به دو صورت ساخته می شود. نوع اول آن از یک **سیم نقره یا پلاتین نقره** اندود شده تشکیل شده است که روی آن به روش الکتریکی با لایه نازکی از کلرید نقره پوشانده شده و آن را در محلول کلرید پتاسیم اشباع قرار داده اند. تهیه این الکتروودها ساده بوده و مدت ها سالم می ماند. نوع دیگری از الکتروود مرجع که مناسب ترین نوع آن است، **الکتروود کالومل** است که در آن از الکتروود جیوه سفید در محلول کلرید پتاسیم استفاده شده است. پایه کار این الکتروود واکنش جیوه و کلرید جیوه یا همان کالومل است. فاز آبی که بین این دو ارتباط برقرار می کند کلرید پتاسیم اشباع در آب است، یک مفتول پلاتینی نیز ارتباط جیوه با مدار الکتریکی را برقرار می کند. پتانسیل الکتروود مرجع چون درون محفظه ای با غلظت ثابت نمک قرار داده شده، برابر صفر است.

#### کالیبره کردن دستگاه:

ابتدا دستگاه PH متر را باید کالیبره یا تنظیم کنیم. برای این کار دستگاه را روشن کرده، الکتروود آن را داخل ظرف آب مقطر گذاشته تا برای مدتی کار کند. سپس محلول های استاندارد که PH آنها مشخص است را زیر دستگاه گذاشته و عدد صفحه نمایش را بررسی می کنیم. برای کالیبره کردن PH متر معمولا از دو محلول استاندارد استفاده می کنند. اگر PH قلیایی بود از دو استاندارد ۷ و ۹ و برای محلولهای اسیدی از دو

استاندارد ۷ و ۴ استفاده می شود. این استانداردها به صورت آماده وجود دارند و یا می توان آنها را با استفاده از اسید استریک ۰,۱ مولار تهیه کرد.



### روش کار:

واکنش خاک را معمولا در عصاره گل اشباع اندازه گیری می کنند که نحوه تهیه گل اشباع و عصاره گیری از آن قبلا توضیح داده شده است. علاوه بر عصاره گل اشباع برخی از محققین ترجیح می دهند واکنش خاک را در سوسپانسیون با نسبت ۱:۲,۵ خاک و محلول ۰,۰۱ مولار کلرید کلسیم ( $CaCl_2$ ) اندازه گیری کنند. در این آزمایش، هر گروه ۴ بشر ۵۰ یا ۱۰۰ میلی لیتری برداشته و براساس جدول زیر درون آنها محلول های مورد نظر تهیه گردد.

شماره ی بشر	سوسپانسیون	خاک (gr)	آب مقطر (ml)	$CaCl_2$ ۰/۰۱ مولار (ml)	KCL ۰/۱ مولار یا ۰/۱ نرمال (ml)
۱	۱:۱	۱۵	۱۵	-	-
۲	۳:۱	۱۵	۴۵	-	-
۳	۲/۵:۱	۱۵	-	۳۷/۵	-
۴	۱:۱	۱۵	-	-	۱۵

نکته: خاک مورد آزمایش باید خشک و از الک ۲ میلیمتر عبور داده شده باشد. در تمام آزمایشات خاکشناسی ابتدا خاک را با الک نمره ۱۰ یا همان ۲ میلی متر الک می کنند.

عصاره تهیه شده از هر کدام را درون یک بشر تمیز ریخته و زیر دستگاه pH متر قرار دهید. الکتروود دستگاه را تا مکان معین (تا بالای روزنه ای که در بغل الکتروود قرار دارد) در سوسپانسیون خاک وارد نموده و واکنش خاک را قرائت کنید. الکتروود را خارج کرده و آن را با آب مقطر تمیز نموده، با دستمال کاغذی خشک کرده

و سوسپانسیون دیگر را به همین صورت اندازه گیری کنید. مقدار pH را در حالت های مختلف با هم مقایسه کنید.

**نکته: پس از حدود ۵۰ بار اندازه گیری، دستگاه را باید مجدداً کالیبره نمود.**

انتظار می رود که با افزایش نسبت آب، به دلیل اثر رقت مقدار pH افزایش یابد. چون غلظت H کم میشود. همچنین در صورتی که از کلرید کلسیم یا کلرید پتاسیم استفاده شود، pH اندازه گیری شده کاهش می یابد. چون کلسیم و پتاسیم جایگزین هیدروژن موجود در مکان های تبادلی ذرات خاک شده و بنابراین، هیدروژن بیشتری وارد محلول خاک می شود.

